

ANALIZADOR MAGNÉTICO QMR-998 DE RESONANCIA CUÁNTICA CON INFORME

DESCRIPCIÓN

El método de análisis magnético por resonancia cuántica es una corriente emergente. Es un método de prueba espectral no invasivo. Su diseño compacto y delicado lo hace fácil de transportar. Adecuado para viajes de negocios y detección al aire libre.

Escaneo dinámico del cuerpo humano, visualización clara de los órganos del cuerpo. Fácil de operar. Conéctese a la computadora, conecte el bloqueo de cifrado y encienda la máquina para detectar.

Un método de prueba cutánea preciso y no invasivo, especialmente adecuado para comparar y controlar las condiciones de salud. Simplemente sostenga el sensor en la palma de su mano y podrá recopilar datos de salud de varios sistemas corporales en cuestión de minutos.

La base de datos del sistema de inspección científica es profesional y precisa. Puede verificar múltiples índices corporales en minutos, asegura una transmisión de datos de alta velocidad.

Presición: alrededor del 85%

Asegure una buena salud: los analizadores de espectro pueden ayudar al cuerpo a predecir enfermedades, lo que le permite comprender mejor su condición física y ajustarla a tiempo.

Fácil de usar: sin almacenamiento e impresión de radiación, sin daño al cuerpo humano, detección oportuna de subcondiciones de salud y medidas preventivas.

Nota:

1. Si el programa antivirus trata el software como un virus, apague el programa antivirus antes de instalar nuestro software.
2. Después de instalar el software, el usuario debe insertar el USB (azúl) para usar el dispositivo.
3. La prueba toma minutos de servicio, después de la prueba, puede guardar la fecha y verificar.

